



**КОМПЛЕКТ АКУШЕРСКИХ  
ЭЛЕКТРОДОВ  
SET OF OBSTETRIC ELECTRODES  
ELEKTRODENSATZ  
FÜR GEBURTSHILFLICHE ZWECKE  
JEU D'ÉLECTRODES OBSTÉTRICALES**



**V/O МЕДЭКСПОРТ • V/O MEDEXPORT**

■ Комплект акушерских электродов предназначен для прекращения атонического маточного кровотечения (не поддающегося консервативным методам лечения) путем электротонизации матки импульсом, полученным от дефибриллятора типа ИД-66 или ДИ-03.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Габаритные размеры, мм:	
электрод крестцовый . . . . .	∅ 185×26
электрод брюшной . . . . .	146×181×49
электрод-ложка . . . . .	420×∅ 75
Масса комплекта электродов в ящике, kg . . . . .	6

■ The set of obstetric electrodes is designed to stop atonic metrorrhagia (that fails to respond to conservative treatment methods) through the electrotonization of the uterus by an impulse received from the defibrillator Type ИД-66 or ДИ-03.

### SPECIFICATIONS

Overall dimensions, mm:	
sacral electrode . . . . .	∅ 185×26
abdominal electrode . . . . .	146×181×49
spoon electrode . . . . .	420×∅ 75
Crated mass of set, kg . . . . .	6

■ Der Elektrodensatz für geburtshilfliche Zwecke ist zur Stillung von atonischen Gebärmutterblutungen (konservativ nicht heilbaren) durch elektrische Tonisierung der Gebärmutter durch von einem Defibrillator Typ ИД-66 oder ДИ-03 erzeugte Impulse.

### TECHNISCHE DATEN

Außenmaße in mm:	
Kreuzbeinelektrode . . . . .	∅ 185×26
Bauchelektrode . . . . .	146×181×49
Löffelektrode . . . . .	420×∅ 75
Masse des Elektrodensatzes samt Kiste in kg . . . . .	6

■ Le jeu d'électrodes obstétricales est utilisé lorsqu'on a besoin de supprimer l'hémorragie utérine atonique, qui résiste au traitement par méthodes conservatives, par voie d'électrotonification de l'utérus par les impulsions débitées par le défibrillateur type ИД-66 ou ДИ-03.

### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions, mm:	
électrode sacrale . . . . .	∅ 185×26
électrode ventrale . . . . .	146×181×49
électrode-cuillère . . . . .	420×∅ 75
Masse du jeu d'électrode encaissé, kg . . . . .	6