

**ЛАБОРАТОРИЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ ПО ОЖИВЛЕНИЮ  
ОРГАНИЗМА**

Москва, ул. 25 Октября, 9

Тел. 223-80-08, 223-50-96

№ 6315-166„21“ июня 1971 г.

**ПРОТОКОЛ**


**клинических испытаний дефибриллятора ДКИ-02**

Клинические испытания ДКИ-02 начаты в мае 1971 года на московском выездном реанимационном центре – клинической базе Лаборатории экспериментальной физиологии по оживлению организма АМН СССР.

Электроимпульсная терапия – II эпизодов – была проведена у 6 больных в возрасте от 35 до 59 лет по поводу мерцательной аритмии или приступа пароксизмальной тахикардии. Восстановление синусовой автоматии наступило у всех больных. Аритмия сердца была устранена разрядами конденсатора напряжением 2 – 2,5 кв /4 больных/, 3,5 – 4 кв /2 больных/.

Данные испытаний показали, что с помощью ДКИ-02 терапевтический эффект может быть достигнут при тех же значениях тока и напряжения импульса на больном, что и в случаях использования аппарата ДКИ-01.

Все узлы испытуемого прибора работают надежно.



Доктор мед. наук  
Лауреат Государственной премии

Кандидат мед. наук

*Handwritten signature*

/И.Л.Турвич/

*Handwritten signature*  
/Г.С.Тарак/