

К сведению читателей!

Дефибриллятор «Дефинар-01»



Обеспечивает электроимпульсную терапию нарушений ритма сердца, проводимую на фоне кратковременного электронаркоза.

Кратковременная электроанестезия устраниет риск развития осложнений, возможных при всех видах газового и фармакологического наркоза при проведении его кардиологическим больным (снижение сократительной способности миокарда, бронхоспазм, остановка дыхания).

Высокие терапевтические свойства и безопасность биполярного дефибриллирующего импульса в сочетании с кратковременной электроанестезией открывают возможность проведения кардиоверсии в стационаре и на догоспитальном этапе в условиях скорой медицинской помощи.

При одновременной работе дефибриллятора и электрокардиографа ЭК1Э-01 обеспечивается возможность кардиосинхронизации во всех режимах.

В экстренных ситуациях возможна дефибрилляция без электроанестезии и кардиосинхронизации.

Для предотвращения ошибки оператора и повышения безопасности работы дефибриллятор «Дефинар-1» оснащен устройствами, позволяющими выполнять следующие процессы: проверку его работоспособности, измерение тока в цепи электродов дефибриллятора, контроль качества наложения электродов, блокировку воздействия их на больного при нарушении контакта, блокировку запуска при короткозамкнутых или разомкнутых электродах для дефибрилляции.

Масса аппарата не более 15 кг. Питание от сети 220 В или в комплекте с блоками преобразователей от бортовой сети машин скорой помощи 12 или 27 В.

Аппарат «Дефинар-01» серийно выпускается НПО РЭМА (290019 Львов, ул. Заводская, 31). Для приобретения дефибриллятора следует обращаться в территориальное управление «Союзмедтехника».