

ДФР-03 УОМЗ


ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР
СИНХРОНИЗИРУЕМЫЙ*Заряжая жизнью*

- встроенная батарея
- биполярный импульс
- тревоги
- ЖК дисплей
- встроенный жесткий диск
- автоматический режим

Назначение:

Дефибриллятор ДФР-03 УОМЗ предназначен для проведения купирования нарушений сердечного ритма в автоматическом и ручном режимах, ЭКГ-мониторинга, а также для регистрации биоэлектрических потенциалов сердца. Благодаря уникальному механизму обеспечения обратной связи, включающему адаптирующийся под фактическую частоту компрессий метроном и дисплей глубины компрессий, прибор позволяет оптимизировать глубину и частоту компрессий при проведении реанимационных мероприятий.

ДФР-03 УОМЗ может использоваться, как на догоспитальных этапах, так и в стационарах, отделениях реанимации и интенсивной терапии.

**Преимущества ДФР-03:**

- электроды разной площади для взрослых и детей
- дисплей с подсветкой
- до 13 часов работы в режиме ЭКГ монитора
- встроенный аккумулятор с увеличенным сроком службы
- система сигнализации с разными по тону сигналами
- система защиты канала ЭКГ от импульса дефибрилляции
- память для сохранения ЭКГ до и после импульсов дефибрилляции с возможностью вывода результата на ПК
- удобная клавиатура
- биполярная форма импульса
- голосовые подсказки
- автоматический выбор коэффициента усиления ЭКГ-сигнала
- встроенный жесткий диск
- беспроводная связь с ПК через ИК-порт
- автоматический анализ, с автоматическим выбором энергии разряда

ДФР-03 УОМЗ

ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР
СИНХРОНИЗИРУЕМЫЙ

Технические характеристики

Питание:	Тип аккумулятора: перезаряжаемый, свинцово-кислотный Зарядное устройство: время зарядки ≤ 4 часа от зарядного устройства (входит в комплект)
Батарея (дополнительная):	запечатанная, одноразовая, литиево-марганцевая
Рабочий цикл:	• 170 разрядов максимальной энергии или 6 часов непрерывного ЭКГ-мониторинга при новом полностью заряженном аккумуляторе (при питании от аккумуляторной батареи) • 300 разрядов максимальной энергии или 13 часов непрерывного ЭКГ-мониторинга при новом полностью заряженном аккумуляторе (при питании от одноразовой батареи) • Время набора заряда: ≤ 10 сек при новой полностью заряженной батарее • Время зарядки: ≤ 4 часа от зарядного устройства
Форма импульса:	прямоугольный биполярный импульс
Энергетические ступени:	50, 70, 85 Дж (педиатрические), 120, 150, 200 Дж (взрослые), автоматические заводские установки
Режим работы:	Дефибрилляция в автоматическом/ручном режиме ЭКГ-мониторинг
Снятие ЭКГ:	Как с отдельных ЭКГ-электродов, так и с многоразовых электродов дефибрилляции
Дефибриллятор измеряет:	Сопротивление пациента, Ом Частоту сердечных сокращений ЧСС
Дисплей: Размеры:	ЖК-дисплей с высоким разрешением 70 мм × 58 мм (Ш × В)
Информация на дисплее:	ЧСС, ЭКГ-кривая, текстовые подсказки, диаграммы глубины компрессий, индикатор зарядки батареи, общее время проведения СЛР, количество проведенных дефибрилляций
Габаритные размеры:	7,6 см × 23,5 см × 23,9 см (В×Г×Ш)
Вес:	3,5 кг с батареями и электродами